

Contenido de los botiquines

ARMARIO – A

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Armario Ref.20011-1 de 310x380x140
1	Agua Oxigenada de 250 cc.
1	Algodon hidrophilo arrollado de 100 gr.
1	Esparadrupo tejido de 5x 2,5
1	Esparadrupo tejido de 5x 5
6	Gasa malla de 20x20 cm.sobre de 5 Ud.
1	Guantes Latex par
1	Pinza de disección de 11 cm
1	Povidona Yodada de 50 cc.
6	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml.
1	Tijera recta aguda roma de 11 cm
1	Tiritas de 20 Ud.
2	Vendas de 5x 7
2	Vendas de 5 x 10

ARMARIO – B

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Armario Ref.20011-1 de 310x380x140
1	Agua Oxigenada de 500 cc.
1	Algodon hidrophilo arrollado de 100 gr.
2	Esparadrupo tejido de 5x 2,5
2	Esparadrupo tejido de 5x 5
10	Gasa malla de 20x20 cm.sobre de 5 Ud.
2	Guantes Latex par
1	Pinza de disección de 11 cm
1	Povidona Yodada de 50 cc.
12	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml.
1	Tijera recta aguda roma de 11 cm
1	Tiritas de 20 Ud.
4	Vendas de 5x 7
4	Vendas de 5 x 10

ARMARIO – C

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Armario Ref.20038-5 de 340x460x150
1	Agua Oxigenada de 500 cc.
1	Algodon hidrophilo arrollado de 100 gr.
3	Esparadrapo tejido de 5x 2,5
2	Esparadrapo tejido de 5x 5
15	Gasa malla de 20x20 cm.sobre de 5 Ud.
3	Guantes Latex par
1	Pinza de disección de 11 cm
1	Povidona Yodada de 125 cc.
18	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml.
1	Tijera recta aguda roma de 11 cm
2	Tiritas de 20 Ud.
1	Tira de 100x6 cm.plastico
4	Vendas de 5x 7
4	Vendas de 5 x 10

REPOSICIÓN ARMARIO – A

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Agua Oxigenada de 250 cc.
1	Algodon hidrophilo arrollado de 100 gr.
1	Esparadrapo tejido de 5x 2,5
1	Esparadrapo tejido de 5x 5
6	Gasa malla de 20x20 cm.sobre de 5 Ud.
1	Guantes Latex par
1	Povidona Yodada de 50 cc.
6	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml.
1	Tiritas de 20 Ud.
2	Vendas de 5x 7
2	Vendas de 5 x 10

REPOSICIÓN ARMARIO – B

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Agua Oxigenada de 500 cc.
1	Algodon hidrophilo arrollado de 100 gr.
2	Esparadrappo tejido de 5x 2,5
2	Esparadrappo tejido de 5x 5
10	Gasa malla de 20x20 cm.sobre de 5 Ud.
2	Guantes Latex par
1	Povidona Yodada de 50 cc.
12	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml.
1	Tiritas de 20 Ud.
4	Vendas de 5x 7
4	Vendas de 5 x 10

REPOSICIÓN ARMARIO – C

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Agua Oxigenada de 500 cc.
1	Algodon hidrophilo arrollado de 100 gr.
2	Esparadrappo tejido de 5x 2,5
2	Esparadrappo tejido de 5x 5
15	Gasa malla de 20x20 cm.sobre de 5 Ud.
3	Guantes Latex par
1	Povidona Yodada de 125 cc.
18	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml.
2	Tiritas de 20 Ud.
1	Tira de 100x6 cm.plastico
4	Vendas de 5x 7
4	Vendas de 5 x 10

MALETA DE EMERGENCIA

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Maleta grande de 360x270x90
1	Agua Oxigenada de 250 cc.
1	Algodon Zig-Zag de 50 gr.
1	Esparadrapo de 5x 2,5
1	Guantes Latex par
1	Povidon Yodada de 50 cc.
1	Pinza de disección de 11 cm.
5	Sobres de gasas malla de 5 ud.
6	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml.
1	Tijera recta aguda roma de 11 cm.
1	Tiritas un solo tamaño de 20 ud.
3	Vendas de 5x 5
2	Vendas de 5x 7

NECESER DE COCHE

<u>Unidades</u>	<u>Concepto</u>
1	Neceser de coche
1	Agua Oxigenada de 125cc.
1	Algodon Zig-Zag de 25 gr.
1	Esparadrapo de 5x 2,5
1	Guantes Latex par
1	Povidon Yodada de 50 cc.
1	Pinza de disección de 11 cm.
5	Sobres de gasas malla de 5 ud.
6	Suero Fisiologico monodosis de 5 ml. Caja 30 Ud.
1	Tijera recta aguda roma de 11 cm.
1	Tiritas un solo tamaño de 20 ud.
3	Vendas de 5x 5
2	Vendas de 5x 7